

Uma injetora **multimodalidade**

Um simples toque

Com o toque de um botão, o sistema digital de injeção Angiomat™ Illumena™, alterna entre os modos cardíaco, ângio e TC.

A extraordinária versatilidade desse sistema amplia a sua habilidade, fornecendo cuidado avançado ao paciente, em uma vasta série de procedimentos.



Eficiência e segurança

Flexibilidade e controle

- ▶ Execute procedimentos únicos ou múltiplos
- ▶ Selecione e alterne os modos de operação com um único botão
- ▶ Armazene até 45 protocolos definidos pelo usuário

Visor digital na cabeça da injetora

- ▶ O monitor LED move-se automaticamente, para garantir orientação correta de visualização, à medida que a cabeça muda de posição
- ▶ Mostra o protocolo programado e quanto resta de volume de meio de contraste

Barra de controle de enchimento

- ▶ Controla o êmbolo para o enchimento e o esvaziamento da seringa
- ▶ Operação com um único dedo

Conveniência

Inclinação e rotação do painel

- ▶ Fácil ajuste do ângulo de inclinação
- ▶ Gira 140 graus, proporcionando diversas opções de visualização

Fácil operação

- ▶ Controles manual e pedal permitem conforto e conveniência na operação da Injetora durante o procedimento
- ▶ Controle manual permite protocolos de injeção única ou múltipla
- ▶ Possibilidade de uso com seringas preenchidas

Recursos opcionais

Sistema de detecção e alerta de ar (ADAWS)

MODALIDADE DA INJETORA:




Especificações técnicas

| | |
|--|---|
| Taxa de fluxo | Modos angiocardíaco e angioperiférico: 0,1 a 4,0 ml/s Modo CT: 0,1 a 10,0 ml/s |
| Limite de pressão | Modos angiocardíaco e angioperiférico: 75 a 1200 psi CT Mode: 75 a 300 psi |
| Tamanhos de seringas | Seringa vazia de 150 ml Seringas preenchidas de 75, 100 e 125 ml* |
| Aquecedor de seringa (opcional) | 37°C nominal, minimiza a perda de calor do contraste pré-aquecido |
| Atraso da injeção | 0 a 300 segundos |
| Atraso de raio-X | 0 a 300 segundos |
| Atraso do scan (Moto CT) | 0 a 300 segundos |
| Excluir linha | 0 a 10 segundos |
| Atraso entre fases | 0 a 300 segundos |
| Número de fases | 1, 2 ou 3 a 4 |
| Memória de protocolos | Modo ângio: 45 protocolos Modo CT: 45 protocolos |

*Quando disponível.

Múltiplas configurações



BRCM_15_07_01

Mallinckrodt, a marca "M" e o logo Mallinckrodt Pharmaceuticals são marcas registradas de uma empresa Mallinckrodt. © 2015 Mallinckrodt. 04/2015

Registro ANVISA número 10139810072.

Consulte a Mallinckrodt do Brasil LTDA para saber o registro das seringas vazias e preenchidas compatíveis com este equipamento.