
	Ficha Técnica do Produto REF: SOL001 Dispositivo de Enchimento	Página: 1/2 27/09/2023
---	---	---



Descrição do Produto	
Número do Artigo	SOL001
Descrição	Tubo de Enchimento Rápido / J-Tube
Uso Pretendido	O produto é utilizado para o enchimento de seringas com meio de contraste (CM) e solução salina (NaCl).
Tempo de Operação	Uso único
Compatibilidade	Para uso com todas as marcas e modelos de injetores de meio de contraste de alta pressão.

Descrição de Desempenho	
Comprimento	180 mm
Diâmetro Externo do Tubo	5,4 mm

	Ficha Técnica do Produto REF: SOL001 Dispositivo de Enchimento	Página: 2/2 27/09/2023
---	---	---

Dados de Materiais	
Material do Produto	Polietileno Livre de látex
Sistema de Barreira Estéril	Embalagem blister com abertura tipo peel-off
Material da barreira estéril	Papel Tyvek 60 g/m ² ; Filme multicamada coextrudado de Polietileno Tereftalato / Polietileno
Materiais da Caixa Externa	Papelão ondulado
Dimensões da Caixa Externa	51,5 x 26 x 36 cm

Detentor da Notificação

Pure Latam Brazil Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

CNPJ: 27.939.884/0001-09

Endereço: Rua Dr. Cesar, 1368- andar 12, conjuntos 1202 e 1203 - Santana. CEP: 02013-004. São Paulo-SP. Brasil.

SAC: sac@pureglobal.com

Website: www.pureglobal.com

Responsável Técnico: Anny Caroline Camargo - CRF-SP: 038146

Notif. ANVISA N°: 82195309040